

Max OptiFresh Bioplus očné kvapky 10 ml

Príbalový leták a návod na použitie

Tento leták obsahuje dôležité informácie o bezpečnom používaní výrobku. Pozorne si ho prečítajte.

Charakteristika:

Zvlhčujúce očné kvapky Max OptiFresh Bioplus lubrikujú a zvlhčujú kontaktné šošovky, čím upokojujú a osviežujú vaše oči. Tieto vlastnosti zabezpečujú dlhotrvajúce a pohodlné nosenie kontaktných šošoviek.

Fungujú na princípe ľudských slz a poskytujú oku umelý ochranný filter.

Chráni ich pred negatívnymi vplyvmi prostredia - smogom, teplom, vetrom. Úľavu poskytujú aj pri pobyte v klimatizovaných priestoroch alebo pri práci pred monitorom. Poskytne tiež účinnú a rýchlu pomoc proti nepríjemnému pocitu suchého oka

Ich zloženie je úplne bez konzervačných látok alebo veľmi šetrné. Možno ich preto aplikovať aj bez predchádzajúceho lekárskeho predpisu.

Dodávajú sa v objeme 10 ml.

Zloženie:

sterilný izotonický roztok – hyaluronát sodný 0,3 %, polyhexanid 0,0001 %, chlorid sodný, fosforečnan sodný

Návod na použitie:

Otočením uzáveru otvorte bezpečnostnú poistku. V prípade potreby aplikujte 2-3 kvapky. Niekoľkokrát žmurknite. Po použití uzáver pevne naskrutkujte.

Ak pocítite akékoľvek nepríjemné pocity (napr. podráždenie, bolesť, začervenanie alebo rozmazané videnie), vyberte kontaktné šošovky z oka a okamžite sa poraďte so svojím očným lekárom.

Varovanie:

- Nepoužívajte, ak ste alergickí na niektorú zo zložiek tohto výrobku
- Nepoužívajte súbežne so žiadnymi očnými liekmi, s výnimkou odporúčaní oftalmológa.
- Aby ste zabránili kontaminácii, nedotýkajte sa konca kvapkadla oka ani iných predmetov.
- Po použití fľašu ihneď pevne zatvorte
- Použite do 30 dní od prvého otvorenia. Skladujte pri teplote 5-30 °C
- Nepoužívajte kvapky, ak je bezpečnostný krúžok na fľaši zlomený alebo chýba. Fľašu udržiavajte pevne uzavretú
- Dodržiavajte dennú starostlivosť o kontaktné šošovky podľa odporúčania očného lekára.
- Nepoužívajte výrobok, ktorému vypršala platnosť
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Nepoužité kvapky vyhodte do koša a prázdnu fľaštičku zlikvidujte podľa miestnych predpisov o likvidácii odpadu

Dovozce: WIXI, s.r.o., Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady, IČ: 28518772

Výrobce: STERICON PHARMA PVT, Bangalore-99, Karnataka, India